


# AFLAS<sup>®</sup> (アフラス) の 着香試験データ

AFLAS<sup>®</sup> (アフラス) は  
他種ゴムよりも低着香性に優れています!

## 臭気指数相当値



市販のオレンジジュース (果汁30%) に、80℃×24hr浸漬後、  
30分間流水で洗浄した試験片の臭気を測定しました。

**「臭気指数相当値」**とは、人間の臭覚相当の補正 (閾値補正) を実施して縦軸の単位を臭気指数相当の値とし、においの強度を数値で示したものです。なお、「臭気指数10」とはそのにおいをほぼ10倍に薄めると匂わなくなる程度の強さを示し、「20」は同100倍、「30」は同1000倍の強さを示します。

\*使用試験機器: 島津におい識別装置FF-2A 株式会社 島津製作所様のブースで展示中 (東2ホール 2A-10)